

# UNDOFEN®

**Undofen® Pro Pen Terapia kwasowa TCA** jest łatwy i szybki w aplikacji, dzięki innowacyjnej formie aplikatora. Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa brodawki/kurzajki. Można stosować u dzieci od 4 roku życia.

**Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję użytkowania wyrobu medycznego. Używać tylko według zaleceń.**

## OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BRODAWEK/KURZAJEK

Brodawki, potocznie kurzajki to nieszkodliwe zmiany skórne wywołane przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Istnieją różne rodzaje brodawek, ale najczęściej występują tzw. brodawki zwykłe, które zbudowane są z wewnętrznego korzenia zawierającego naczynia krwionośne, pokrytego zewnętrznymi warstwami naskórka.

Brodawki zwykłe można rozpoznać dzięki szorstkiej, "kalafiorowatej" powierzchni. Brodawki stóp są podobne do brodawek zwykłych, ale występują głównie na poduszach stóp, na piętach i palcach stóp. Są one bardziej płaskie i często bolesne z powodu nacisku wywołanego chodzeniem.

Brodawki występują u 7 - 10% ogólnej populacji. Są one bardzo zaraźliwe i najczęściej pojawiają się w trakcie osłabienia układu odpornościowego organizmu. Brodawki mogą rozprzestrzeniać się na inne osoby lub na inne części ciała w wyniku bezpośredniego kontaktu z zakażonym obszarem skóry. Ponad 50% brodawek znika w ciągu dwóch lat bez leczenia. Jednakże wiele osób decyduje się na leczenie, ponieważ brodawki mogą być nieestetyczne, a w przypadku brodawek stóp - również bolesne.

Istnieją dwie tradycyjne metody leczenia brodawek/kurzajek. Pierwsza z nich obejmuje stosowanie płynnych preparatów na bazie kwasów, aplikowanych bezpośrednio na powierzchnię brodawki/kurzajki. Druga metoda to usuwanie przy użyciu lasera, wypalania lub krioterapii, przez lekarza lub samodzielnie w domu (techniką krioterapii: Undofen® Krioterapia).

Undofen® Pro Pen Terapia Kwasowa TCA to skuteczna i łatwa w użyciu metoda samodzielnego leczenia przy pomocy silnie stężonego żelu powodującego usuwanie brodawek/kurzajek.

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Kwas trójchlorooctowy (TCA) ma silne działanie żrące. Należy zachować szczególną ostrożność podczas aplikacji.

- NIE stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat
- NIE polecać dla osób chorych na cukrzycę i z problemami krążenia
- Stosować tylko do usuwania brodawek/kurzajek
- Używać produkt tylko przez jedną osobę
- NIE stosować na obszary skóry inne niż ręce i stopy
- NIE stosować na rany i podrażnioną skórę
- NIE używać w razie wątpliwości czy jest to brodawka/kurzajka
- Przechowywać z daleka od dzieci

## WYRZUCIĆ PRODUKT W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Opakowanie lub produkt jest uszkodzony
- Końcówka urządzenia nie pęka podczas przekręcania nakrętki po pierwszym użyciu
- Nie słychać dźwięku po kliknięciu niebieskiego przycisku

## SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Produkt będzie używany w połączeniu z innymi produktami
- Wystąpiły działania niepożądane lub reakcje alergiczne
- Objawy nie ustępują po 6 tygodniach leczenia
- Jesteś w ciąży lub karmisz piersią

Zapewnij utylizację produktu zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi przepisami o usuwaniu odpadów.

**Zachowaj ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje.**

**Nie zdejmuj nakrętki, zanim nie przekręcisz aplikatora** (patrz instrukcja, punkt 1)!

**Unikaj kontaktu** preparatu TCA ze zdrową skórą i oczami. W przypadku kontaktu, należy natychmiast zetrzeć roztwór suchym wacikiem, aby zminimalizować ryzyko złuszczenia się zdrowej skóry. Jeśli produkt dostanie się do oczu, płucz je wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję użytkowania wyrobu medycznego. Używać według zaleceń.



Przed pierwszym użyciem i zdjęciem nakrętki należy wykonać kilka pełnych obrotów, aby żel przedostał się do końcówki aplikatora. W przeciwnym razie produkt nie będzie gotowy do użycia.



Stuknij aplikatorem (nakrętką skierowaną w dół) 3 razy w twardą powierzchnię (np. stół), aby żel spłynął do końcówki aplikatora.



Zrównaj niebieskie zgrubienie (na nakrętce) i białe (na aplikatorze), a następnie zdejmij nakrętkę. Produkt jest zaopatrzonej w zabezpieczenie przed dziećmi.



Położ końcówkę aplikatora na brodawkę/kurzajkę. Naciśnij niebieski przycisk i trzymaj przez 10 sekund. W przypadku większych brodawek/kurzajek (> 6mm) może być potrzebna dodatkowa aplikacja produktu.



Po aplikacji, nałóż nakrętkę. Przekręć nakrętkę tak, żeby niebieski i biały punkt nie był na tej samej wysokości (zabezpieczenie przed dziećmi).

Powtarzaj aplikację raz w tygodniu, dopóki brodawka/kurzajka nie zniknie, maksymalnie do 6 tygodni. Za każdym razem postępuj zgodnie z instrukcją (punkty 2-5).

Dla uzyskania lepszych rezultatów zalecane jest zanurzenie stóp lub rąk w ciepłej wodzie na 5 minut przed nałożeniem produktu. Po uprzednim wysuszeniu ich ręcznikiem.

## EFEKTY UBOCZNE:

- Po kilku dniach leczenia powierzchnia brodawki może stać się ciemna. Jest to normalne zjawisko podczas procesu gojenia.
- Może być zauważalne lekkie uczucie mrowienia. Jest to normalne zjawisko i przemija. Jeśli dyskomfort utrzymuje się w kolejnych dniach, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Aby zapobiec podrażnieniom i przebarwieniom, leczoną skórę należy chronić przed słońcem przez 30 dni po zabiegu.
- Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 6 tygodni.

Więcej informacji: [www.undofen.pl](http://www.undofen.pl)

Dystrybutor:  
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,  
Al. Niepodległości 18,  
02-653 Warszawa

Omega Pharma International NV,  
Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgia

Data rewizji ulotki: styczeń 2019

