



UNDOFEN[®] LAKIER + AKCESORIA

Lakier stosowany w zapobieganiu i leczeniu grzybicy paznokci.

Wyrób medyczny do usuwania grzybicy paznokci.

UNDOFEN[®] LAKIER + AKCESORIA ma na celu zapobieganie i leczenie zakażeń grzybiczych na paznokciach palców rąk i stóp.

UNDOFEN[®] LAKIER + AKCESORIA może wyeliminować grzybicę paznokci w szybki i skuteczny sposób dzięki:

- **Utworzeniu na powierzchni paznokcia trwałej wodoodpornej powłoki stanowiącej barierę mechaniczną i ochronę przed dostępem tlenu, tym samym zmieniając środowisko na powierzchni płytki oraz wewnątrz paznokcia.** Zmienione warunki skutecznie zapobiegają rozwojowi grzybów i bakterii. Bardzo szybkie działanie grzybobójcze i hamujące wzrost grzybów zostało wykazane w odniesieniu do najczęstszych czynników wywołujących grzybicę paznokci - grzybów z gatunku *Trichophyton* i *Epidermophyton* oraz drożdżaków *Candida albicans* (in vitro).
- **Zmianie poziomu pH na powierzchni płytki i wewnątrz paznokcia.** Silnie kwasowe pH zapobiega rozwojowi i rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących grzybicę paznokci.
- **Stymulacji regeneracji paznokcia i wyższej ochronie dzięki substancjom odżywiającym.**

Instrukcja użycia

UNDOFEN[®] LAKIER + AKCESORIA należy stosować na chore paznokcie jeden raz na trzy dni. Aby zmaksymalizować efekt, produkt należy stosować zgodnie z poniższym schematem:

KROK 1 Dokładnie wypolerować powierzchnię chorego paznokcia, stosując jeden z pilniczków. Nie stosować pilniczków na zdrowe paznokcie. Wyrzucić pilniczek po użyciu; nie stosować ponownie.

KROK 2 Wyczyścić powierzchnię paznokcia i usunąć tłuszcz, stosując jedną z jednorazowych chusteczek.

KROK 3 Nałożyć pierwszą warstwę lakieru za pomocą pędzelka na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia. Następnie nałożyć drugą warstwę lakieru.

KROK 4 Dokładnie zamknąć butelkę po zastosowaniu lakieru na wszystkie chore paznokcie.

KROK 5 Pozostawić lakier do wyschnięcia i utwardzenia przez dwie minuty.

KROK 6 Przed każdym nałożeniem lakieru ponownie wypolerować paznokcie, aby usunąć wszelkie pozostałości starego lakieru, oraz wyczyścić za pomocą jednej z nawilżanych chusteczek.

Okres leczenia zależy od stadium choroby oraz tempa wzrostu paznokci. Leczenie powinno trwać aż do czasu całkowitego wyleczenia chorych paznokci i zastąpienia ich nowymi, zdrowymi paznokciami.

Orzeźnienie

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 10 roku życia. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Po zastosowaniu zamknąć szczelnie butelkę. Nie stosować po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Przeciwwskazania

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany. Nie zaobserwowano interakcji z innymi produktami w tym lekami. Niemniej jednak nie zaleca się łączenia produktu z innymi preparatami do stosowania w tym samym wskazaniu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych lub skutków ubocznych, należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym użyciem wyrobu.

Skład lakieru: derywat celulozy, olej roślinny, octan etylu, etanol, eter, kwas karboksylowy, D-Pantenol, gliceryna, C.I. 77 820, C.I. 77 400.

Skład chusteczek: woda, etanol, glikol propylenowy.

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze 5-25°C.

Opakowanie

1. Jednorazowe pilniczki do paznokci, 30 szt.
 2. Nawilżane chusteczki, 20 szt. (składniki: woda, etanol, glikol propylenowy).
 3. Lakier do paznokci, 5 ml.
- Ulotka informacyjna.



OMEGA PHARMA a.s.,
Drážní 7, 627 00 Brno,
Republika Czeska
www.omega-pharma.cz

Data ostatniej aktualizacji
instrukcji użycia: 07.04.2015

5 ml    



UNDOFEN®

NR 1 W LECZENIU GRZYBICY I KURZAJEK!*

Zapoznaj się ze wszystkimi produktami marki UNDOFEN:

1) GRZYBICA STÓP

UNDOFEN® MAX, krem i **UNDOFEN® MAX SPRAY**, aerozol na skórę.

Leki o miejscowym działaniu przeciwgrzybicznym.

Skład: 1 g odpowiednio kremu lub roztworu zawiera 10 mg chlorowodoru terbinafiny (*Terbinafini hydrochloridum*).

Wskazania do stosowania:

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.

Łupież pstry

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

2) GRZYBICA PAZNOKCI

UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA, 5ml.

Lakier do stosowania w zapobieganiu i leczeniu grzybicy paznokci.

Wyrób medyczny do usuwania grzybicy paznokci.

UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA ma na celu zapobieganie i leczenie zakażeń grzybiczych na paznokciach palców rąk i stóp.

3) BRODAWKI / KURZAJKI

UNDOFEN® KRIOTERAPIA, 50ml i **UNDOFEN® TERAPIA KWASOWA TCA**, 1,5ml.

Wyroby medyczne do usuwania brodawek / kurzajek.

UNDOFEN® KRIOTERAPIA – zamraża brodawkę aż do korzenia!

Skuteczna i najszybsza** (10–14 dni) indywidualna metoda leczenia brodawek (kurzajek) w warunkach domowych, oparta na tej samej metodzie zamrażania, którą stosują lekarze. Zazwyczaj już jeden zabieg zamraża brodawkę aż do korzenia. Unikalna technologia aplikacji pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury zamrażania (-50°C), a jednorazowe aplikatory zabezpieczają przed przenoszeniem wirusa HPV i gwarantują precyzyjne użycie produktu.

UNDOFEN® TERAPIA KWASOWA TCA – usuwa kurzajki 3 razy szybciej niż tradycyjne terapie kwasowe!***
Innowacyjna terapia kwasowa na kurzajki (brodawki) w postaci żelu zawierającego kwas trójchlorooctowy (TCA). Niszczy wirusa HPV, będącego przyczyną powstania kurzajek. Łatwy w użyciu aplikator w formie długopisu pozwala na precyzyjne dozowanie żelu. Pierwsze efekty widoczne są już po 7 dniach przy 4-dniowej aplikacji.

4) NADPOTLIWOŚĆ STÓP

UNDOFEN® AKTYWNY SPRAY DO STÓP I OBUWIA 4 w 1, 150ml.

Aktywny spray 4 w 1 do stóp i obuwia

- zawiera składnik antybakteryjny
- przeciw poceniu stóp i nieprzyjemnemu zapachowi
- zapewnia świeży zapach
- również do użytku do butów

* Źródło: IMS Pharmascope dane MAT 02 2014 wartościowo (suma brandów UNDOFEN®, WARTNER, NAILEXPERT).
Od danych za kwiecień 2014 produkty WARTNER są dostępne pod marką UNDOFEN®.

** W porównaniu do innych domowych metod usuwania kurzajek

*** Badanie kliniczne in vivo, N=51 pacjentów z 79 kurzajkami łącznie na dłoniach i stopach, 2 aplikacje dziennie przez 4 dni, okres przerwy 4 dni przed drugim/trzecim/czwartym etapem leczenia.